

CHEM line

Artikelnummer: 20-200667-050

Produktbereich	Sicherheitsschränke
Produktkategorie	Nicht brennbare Medien

Die Modelle CHEM tox sind für die sichere und vorschriftengerechte Lagerung von festen, flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien Gefahrstoffe WGK 1-3 in Kleingebinden geeignet. Dieses Produkt ist für die Lagerung von max. 200 kg giftiger Stoffe der Klasse T, max. 50 kg hochgiftiger Stoffe T+ zugelassen und speziell für die Lagerung von giftigen Stoffen gekennzeichnet. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

- **Gesundheit**
Be- und Entlüftung sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**
Hoher Zugriffsschutz durch nach 3 Seiten schließendem Drehgriff -Sicherheitsschloss.
- **Arbeitsschutz**
Sichere Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Gefahrstoffen.

Linie	CHEM
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Lüftungsanschluss	ja
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
DIN EN 16121/16122	ja
Außenbreite ca.	594 mm
Außentiefe ca.	612 mm
Außenhöhe ca.	2113 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	50 kg

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 7004
Türart	Flügeltür
Türfarbe	RAL 7004
Türanschlag	rechts
Türgriff	Drehgriff
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Innenausstattung Material	Stahlblech
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	3
Lagerbereiche (LB)	3
Einstellhöhe ca.	552 mm