

CHEM line

Numéro d'article: 20-200667-050

Gamme de produits	armoires de sécurité
Catégorie de produit	Médias non inflammables

Les modèles CHEM tox sont adaptés au stockage sûr et conforme aux prescriptions de produits chimiques solides, liquides, non inflammables et non corrosifs (substances dangereuses WGK 1-3) en petits conditionnements. Ce produit est autorisé pour le stockage de max. 200 kg de substances toxiques de la classe T, max. 50 kg de substances hautement toxiques T+ et est spécialement étiqueté pour le stockage de substances toxiques. Ce produit est conforme aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits. Les bacs de rétention sont fabriqués par une entreprise spécialisée conformément à la loi sur la gestion des eaux (WHG).

- **Santé**

L'aération et l'extraction assurent un échange d'air optimisé.

- **Sécurité**

Haute protection contre l'accès grâce à une poignée tournante se refermant sur 3 côtés - serrure de sécurité.

- **Sécurité au travail**

Stockage sûr de substances dangereuses non inflammables et dangereuses pour l'eau.

ligne	CHEM
Type de stockage	stockage passif
Fonction	stocker
connexion d'aération	oui
TÜV-Süd type de Certificat	GS
DIN EN 16121/16122	oui
Largeur extérieure	594 mm
Profondeur extérieure	612 mm
hauteur extérieure	2113 mm
capacité de charge max. par espace de stockage	50 kg

Matériau du revêtement d'armoire	tôle d'acier
couleur de l'armoire	RAL 7004
Type de porte	porte battante
Couleur de la porte	RAL 7004
butoir de porte	à droite
poignée de porte	poignée tournante
serrure	serrure à cylindre
verrouillage	ouvert
Revêtement intérieur (couleur)	tôle d'acier
bac de rétention au sol	ferme
étagère de stockage	oui
Niveaux de stockage (LE)	3
espaces de stockage (LB)	3
hauteur ajustable	552 mm