

## CHEM line

Artikelnummer: 20-200967-050

<b>Produktbereich</b>	Sicherheitsschränke
<b>Produktkategorie</b>	Nicht brennbare Medien

Die Modelle CHEM tox sind für die sichere und vorschriftengerechte Lagerung von festen, flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien Gefahrstoffe WGK 1-3 in Kleingebinden geeignet. Dieses Produkt ist für die Lagerung von max. 200 kg giftiger Stoffe der Klasse T, max. 50 kg hochgiftiger Stoffe T+ zugelassen und speziell für die Lagerung von giftigen Stoffen gekennzeichnet. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

- **Gesundheit**  
Be- und Entlüftung sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**  
Hoher Zugriffsschutz durch nach 3 Seiten schließendem Drehgriff -Sicherheitsschloss.
- **Arbeitsschutz**  
Sichere Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Gefahrstoffen.

<b>Linie</b>	CHEM
<b>Lagerart</b>	passive Lagerung
<b>Funktion</b>	Lagern
<b>Lüftungsanschluss</b>	ja
<b>TÜV-Süd Zertifikatsart</b>	GS
<b>DIN EN 16121/16122</b>	ja
<b>Außenbreite ca.</b>	894 mm
<b>Außentiefe ca.</b>	612 mm
<b>Außenhöhe ca.</b>	2113 mm
<b>max. Traglast pro Lagerbereich</b>	50 kg

<b>Schrankverkleidung Material</b>	Stahlblech
<b>Schrankfarbe</b>	RAL 7004
<b>Türart</b>	Flügeltür
<b>Türfarbe</b>	RAL 7004
<b>Türgriff</b>	Drehgriff
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss
<b>Verriegelung</b>	offen
<b>Innenausstattung Material</b>	Stahlblech
<b>Bodenauffangwanne</b>	fest
<b>Lagerboden</b>	ja
<b>Lagerebenen (LE)</b>	3
<b>Lagerbereiche (LB)</b>	3
<b>Einstellhöhe ca.</b>	552 mm