

CHEM line

Artikelnummer: 20-201267-050

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | Sicherheitsschränke |
| Produktkategorie | Nicht brennbare Medien |

Die Modelle CHEM tox sind für die sichere und vorschriftengerechte Lagerung von festen, flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien Gefahrstoffe WGK 1-3 in Kleingebinden geeignet. Dieses Produkt ist für die Lagerung von max. 200 kg giftiger Stoffe der Klasse T, max. 50 kg hochgiftiger Stoffe T+ zugelassen und speziell für die Lagerung von giftigen Stoffen gekennzeichnet. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

- **Gesundheit**
Be- und Entlüftung sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**
Hoher Zugriffsschutz durch nach 3 Seiten schließendem Drehgriff -Sicherheitsschloss.
- **Arbeitsschutz**
Sichere Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Gefahrstoffen.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Linie | CHEM |
| Lagerart | passive Lagerung |
| Funktion | Lagern |
| Lüftungsanschluss | ja |
| TÜV-Süd Zertifikatsart | GS |
| DIN EN 16121/16122 | ja |
| Außenbreite ca. | 1194 mm |
| Außentiefe ca. | 612 mm |
| Außenhöhe ca. | 2113 mm |
| max. Traglast pro Lagerbereich | 50 kg |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Schrankverkleidung Material | Stahlblech |
| Schrankfarbe | RAL 7004 |
| Türart | Flügeltür |
| Türfarbe | RAL 7004 |
| Türgriff | Drehgriff |
| Schloss | Zylinderschloss |
| Verriegelung | offen |
| Innenausstattung Material | Stahlblech |
| Bodenauffangwanne | fest |
| Lagerboden | ja |
| Lagerebenen (LE) | 3 |
| Lagerbereiche (LB) | 3 |
| Einstellhöhe ca. | 552 mm |