

CLASSIC line

Artikelnummer: 29-200667-006

Produktbereich	Sicherheitsschränke
Produktkategorie	Typ 90 - für Reinräume

Sicherheitsschrank mit Flügeltür zur Lagerung von Gefahrstoffen in Reinräumen und Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. Zur Aufstellung in Reinräumen geeignet.

- **Gesundheit**
Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgt für einen optimierten Luftaustausch.
- **Sicherheit**
Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die blockadefreie Türschließung ausgelöst.
- **Arbeitsschutz**
Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.

Linie	CLASSIC
Typ	90
Lagerart	passive Lagerung
Funktion	Lagern
Erdungsanschluss	ja
Lüftungsanschluss	ja
TÜV-Süd Zertifikatsart	GS
DIN EN 14470-1	ja
DIN EN 16121/16122	ja
CE-Konformität	ja
Außenbreite ca.	594 mm
Außentiefe ca.	612 mm
Außenhöhe ca.	2045 mm
max. Traglast pro Lagerbereich	75 kg

Schrankverkleidung Material	Stahlblech
Schrankfarbe	RAL 9006
Sockel	klassisch
Sockelhöhe ca.	89 mm
Sockelfarbe	RAL 7015
Türart	Flügeltür
Türfarbe	RAL 9006
Türanschlag	rechts
Türgriff	Bügelgriff Nickel matt
Schloss	Zylinderschloss
Verriegelung	offen
Innenausstattung Material	Edelstahl V2A
Bodenauffangwanne	fest
Lagerboden	ja
Lagerebenen (LE)	4
Lagerbereiche (LB)	4
Einstellhöhe ca.	390 mm