

Artikelnummer: 3.86.005

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Edelstahl 1.4571 poliert

Maße: ca. 130 x 210 x 310 (B x T x H in mm)

Flammsperre im Behälterhals,
selbstschließender Dosierhahn mit Belüftung,
automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Edelstahl 1.4571 poliert

Maße: ca. 130 x 210 x 310 (B x T x H in mm)

Flammsperre im Behälterhals,
selbstschließender Dosierhahn mit Belüftung,
automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

HW-Kategorie	Sicherheitsbehälter
Außenbreite ca.	210 mm
Außentiefe ca.	130 mm
Außenhöhe ca.	280 mm