

Numéro d'article: 4.14.045

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Dim.: env. 125 x 85 x 150 (L x P x H en mm)
récipient blanc, incassable,
avec capouchon et pinceau,
indentification selon GefStoffV et BGV A8.

Dim.: env. 125 x 85 x 150 (L x P x H en mm)
récipient blanc, incassable,
avec capouchon et pinceau,
indentification selon GefStoffV et BGV A8.

Catégorie de marchandises

récipients de nettoyage

Largeur extérieure

85 mm

Profondeur extérieure

125 mm

hauteur extérieure

150 mm