

Artikelnummer: 4.14.150

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 210 x 110 x 190 (B x T x H in mm)

Behälter weiß, bruchsicher,
mit Verschlusskappe und Pinsel,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Maße: ca. 210 x 110 x 190 (B x T x H in mm)

Behälter weiß, bruchsicher,
mit Verschlusskappe und Pinsel,
Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

HW-Kategorie

Reinigungsgefäße

Außenbreite ca.

110 mm

Außentiefe ca.

210 mm

Außenhöhe ca.

190 mm