

Artikelnummer: 4.270.04

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Siebboden aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.271.10 und 4.273.11
Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm,
sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren,
ermöglicht einfaches Reinigen während des
Lösemittelwechsels.

Siebboden aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.271.10 und 4.273.11
Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm,
sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren,
ermöglicht einfaches Reinigen während des
Lösemittelwechsels.

HW-Kategorie

Reinigungstanks

Außenbreite ca.

349 mm

Außentiefe ca.

584 mm

Außenhöhe ca.

19 mm