

Numéro d'article: 4.270.04

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

caillebotis en tôle d'acier galvanisée pour
récipient d'immersion 4.271.10 et 4.273.11
dim. (LxPxH): env. 584 x 349 x 19 mm
collection de grands particles par la
sédimentation, nettoyage simple pendant
le changement des solvants.

caillebotis en tôle d'acier galvanisée pour
récipient d'immersion 4.271.10 et 4.273.11
dim. (LxPxH): env. 584 x 349 x 19 mm
collection de grands particles par la
sédimentation, nettoyage simple pendant
le changement des solvants.

Catégorie de marchandises	Cuves de nettoyage
Largeur extérieure	349 mm
Profondeur extérieure	584 mm
hauteur extérieure	19 mm