

Artikelnummer: 4.270.05

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Teilekorb aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22
Maße (LxBxH): ca. 711 x 330 x 102 mm
schnelleres Reinigen von mehreren
Kleinteilen je Reinigungsvorgang

Teilekorb aus verzinktem Stahlblech
für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22
Maße (LxBxH): ca. 711 x 330 x 102 mm
schnelleres Reinigen von mehreren
Kleinteilen je Reinigungsvorgang

HW-Kategorie	Reinigungstanks
Außenbreite ca.	330 mm
Außentiefe ca.	711 mm
Außenhöhe ca.	102 mm