

Numéro d'article: 4.270.05

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

panier en tôle d'acier galvanisée
pour récipients d'immersion 4.272.20 et 4.273.22
dim. (LxPxH): env. 711 x 330 x 102 mm
nettoyage rapide de plusieurs pièces par
chaque activité.

panier en tôle d'acier galvanisée
pour récipients d'immersion 4.272.20 et 4.273.22
dim. (LxPxH): env. 711 x 330 x 102 mm
nettoyage rapide de plusieurs pièces par
chaque activité.

Catégorie de marchandises	Cuves de nettoyage
Largeur extérieure	330 mm
Profondeur extérieure	711 mm
hauteur extérieure	102 mm