

Artikelnummer: 4.270.06

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Siebboden aus verzinktem Stahlblech

für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22

Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm

Sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren,
ermöglicht einfaches Reinigen während des
Lösemittelwechsels.

Siebboden aus verzinktem Stahlblech

für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22

Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm

Sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren,
ermöglicht einfaches Reinigen während des
Lösemittelwechsels.

HW-Kategorie	Reinigungstanks
Außenbreite ca.	349 mm
Außentiefe ca.	584 mm
Außenhöhe ca.	19 mm