

Numéro d'article: 4.270.06

**Gamme de produits**                      Équipement de  
sécurité

## Catégorie de produit

caillebotis en tôle d'acier galvanisée pour  
récipient d'immersion 4.272.20 et 4.273.22  
dim. (LxPxH): env. 584 x 349 x 19 mm  
collection de grands particles par la  
sédimentation, nettoyage simple pendant  
le changement des solvants.

caillebotis en tôle d'acier galvanisée pour  
récipient d'immersion 4.272.20 et 4.273.22  
dim. (LxPxH): env. 584 x 349 x 19 mm  
collection de grands particles par la  
sédimentation, nettoyage simple pendant  
le changement des solvants.

| Catégorie de marchandises | Cuves de nettoyage |
|---------------------------|--------------------|
| Largeur extérieure        | 349 mm             |
| Profondeur extérieure     | 584 mm             |
| hauteur extérieure        | 19 mm              |