

Artikelnummer: 4.271.10

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 48 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (B x T x H mm)

Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes
Entleeren.

Selbstständiges, langsames Schließen des Deckels
über Gasdruckfedern.

Prüfung: FM-geprüft.

Füllmenge: ca. 48 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (B x T x H mm)

Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes
Entleeren.

Selbstständiges, langsames Schließen des Deckels
über Gasdruckfedern.

Prüfung: FM-geprüft.

HW-Kategorie

Reinigungstanks

Außenbreite ca.

406 mm

Außentiefe ca.

610 mm

Außenhöhe ca.

222 mm