

Artikelnummer: 4.271.40

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 2 x 15 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (BxTxH mm)

Becken (innen): ca. 2x 298 x 406 x 222 (BxTxH mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert.

Für die Reinigung extrem verschmutzter Teile.

Vorreinigung in der 1. Kammer, Endreinigung in der 2. Kammer.

3/4"-Gewinde je Kammer im Beckenboden für gezieltes Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft.

Füllmenge: ca. 2 x 15 Liter

Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (BxTxH mm)

Becken (innen): ca. 2x 298 x 406 x 222 (BxTxH mm)

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert.

Für die Reinigung extrem verschmutzter Teile.

Vorreinigung in der 1. Kammer, Endreinigung in der 2. Kammer.

3/4"-Gewinde je Kammer im Beckenboden für gezieltes Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft.

HW-Kategorie

Reinigungstanks

Außenbreite ca.

406 mm

Außentiefe ca.

610 mm

Außenhöhe ca.

222 mm