

Artikelnummer: 4.273.22

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Füllmenge: ca. 97 Liter

Außenmaße: ca. 895 x 496 x 336 (B x Tx H mm)

Becken (innen): ca. 889 x 406 x 305 (B x T x H mm)

Zum Aufstellen auf die Werkbank.

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.

Deckel im Brandfall selbstschließend.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes

Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft

Füllmenge: ca. 97 Liter

Außenmaße: ca. 895 x 496 x 336 (B x Tx H mm)

Becken (innen): ca. 889 x 406 x 305 (B x T x H mm)

Zum Aufstellen auf die Werkbank.

Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem
Stahlblech, rot lackiert.

Deckel im Brandfall selbstschließend.

3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes

Entleeren.

Prüfung: FM-geprüft

HW-Kategorie	Reinigungstanks
Außenbreite ca.	406 mm
Außentiefe ca.	895 mm
Außenhöhe ca.	305 mm