

Artikelnummer: 4.277.05

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Maße: ca. 380 x 405 (D x H in mm)

Inhalt: ca. 19 Liter

Stahlblech, innen zinnbeschichtet,
außen pulverbeschichtet rot,
selbstschließende Einfüllöffnung mit Flamm Sperre,
Behälterdeckel fest verschließbar,
automatischer Überdruckausgleich,
mit Erdungslasche.

Maße: ca. 380 x 405 (D x H in mm)

Inhalt: ca. 19 Liter

Stahlblech, innen zinnbeschichtet,
außen pulverbeschichtet rot,
selbstschließende Einfüllöffnung mit Flamm Sperre,
Behälterdeckel fest verschließbar,
automatischer Überdruckausgleich,
mit Erdungslasche.

HW-Kategorie

Reinigungsgefäße

Außenhöhe ca.

405 mm