

Numéro d'article: 9.31.510

Gamme de produits

Équipements de
sécurité

Catégorie de produit

Flacon de rinçage oculaire pratique de 200 ml à pH neutre
solution tampon phosphate (4,9 %).

Pour la neutralisation rapide des acides et
des bases.

Équipé d'une coupelle oculaire de forme ergonomique
et d'un capuchon anti-poussière.

La bouteille convient pour le remplissage des stations de rinçage oculaire
et pour une utilisation individuelle.

Pour une utilisation mobile, p. ex. dans la boîte à outils,
la trousse de premiers secours et le rangement dans la
sacoche de ceinture spécialement disponible à cet effet.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 2 minutes.

Conforme à DIN EN 15154-4:2009.

Flacon de rinçage oculaire pratique de 200 ml à pH neutre
solution tampon phosphate (4,9 %).

Pour la neutralisation rapide des acides et
des bases.

Équipé d'une coupelle oculaire de forme ergonomique
et d'un capuchon anti-poussière.

La bouteille convient pour le remplissage des stations de rinçage oculaire
et pour une utilisation individuelle.

Pour une utilisation mobile, p. ex. dans la boîte à outils,
la trousse de premiers secours et le rangement dans la
sacoche de ceinture spécialement disponible à cet effet.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 2 minutes.

Conforme à DIN EN 15154-4:2009.

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence