

Artikelnummer: 9.31.805

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit Wandhalterung und integriertem Piktogramm.

Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist.

Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 10 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit Wandhalterung und integriertem Piktogramm.

Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist.

Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 10 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

HW-Kategorie

Notfallprodukte