

Artikelnummer: 9.31.845

**Produktbereich** Sicherheitsausstattung

**Produktkategorie**

Mit zwei Flaschen:

1 x 200 ml pH-neutrale Phosphatpufferlösung  
(4,9%) und

1 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit integriertem Piktogramm und Spiegel.

Inklusive Augen-Notfallplan.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen  
geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper  
in das Auge gelangen können.

Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 7 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Mit zwei Flaschen:

1 x 200 ml pH-neutrale Phosphatpufferlösung  
(4,9%) und

1 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit integriertem Piktogramm und Spiegel.

Inklusive Augen-Notfallplan.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen  
geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper  
in das Auge gelangen können.

Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 7 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

**HW-Kategorie**

Notfallprodukte