

Numéro d'article: 9.31.845

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Avec deux flacons:

1 x 200 ml de solution tampon phosphate pH-neutre
(4,9%) et

1 x 500 ml de solution stérile de chlorure de sodium (0,9%).

Avec pictogramme intégré et miroir.

Y compris un plan d'urgence oculaire.

Particulièrement adapté à l'utilisation sur des postes de travail
où des acides, des bases et des corps étrangers
peuvent pénétrer dans l'œil.

Dimensions de la station murale (H x L x P) 290 x 230 x 80 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 7 minutes.

Conforme à DIN EN 15154-4:2009

Avec deux flacons:

1 x 200 ml de solution tampon phosphate pH-neutre
(4,9%) et

1 x 500 ml de solution stérile de chlorure de sodium (0,9%).

Avec pictogramme intégré et miroir.

Y compris un plan d'urgence oculaire.

Particulièrement adapté à l'utilisation sur des postes de travail
où des acides, des bases et des corps étrangers
peuvent pénétrer dans l'œil.

Dimensions de la station murale (H x L x P) 290 x 230 x 80 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 7 minutes.

Conforme à DIN EN 15154-4:2009

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence