

Artikelnummer: 9.32.005

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

in staubdichter Wandbox.

Mit zwei Flaschen (500 ml) steriler Natriumchloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen z. B. Werkstätten.

Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Maße Wandstation (HxBxT) 265 x 277 x 110 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 10 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

in staubdichter Wandbox.

Mit zwei Flaschen (500 ml) steriler Natriumchloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen z. B. Werkstätten.

Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Maße Wandstation (HxBxT) 265 x 277 x 110 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 10 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

HW-Kategorie

Notfallprodukte