

Numéro d'article: 9.32.005

**Gamme de produits**                      Équipement de  
sécurité

## Catégorie de produit

dans une boîte murale étanche à la poussière.

Mit deux flacons (500 ml) de solution stérile de chlorure de sodium (0,9%), pictogramme intégré et miroir.

Besonders adapté à l'utilisation sur les postes de travail adapté aux lieux où poussière et saleté s'accumulent, p. ex. ateliers.

Im cas d'intervention de premiers secours très facile et rapide à ouvrir.

Dimensions de la station murale (HxBxT) 265 x 277 x 110 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 10 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

dans une boîte murale étanche à la poussière.

Mit deux flacons (500 ml) de solution stérile de chlorure de sodium (0,9%), pictogramme intégré et miroir.

Besonders adapté à l'utilisation sur les postes de travail adapté aux lieux où poussière et saleté s'accumulent, p. ex. ateliers.

Im cas d'intervention de premiers secours très facile et rapide à ouvrir.

Dimensions de la station murale (HxBxT) 265 x 277 x 110 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 10 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

## Catégorie de marchandises

Produits d'urgence