

Artikelnummer: 9.32.045

Produktbereich Sicherheitsausstattung

Produktkategorie

Mit zwei Flaschen:

1 x 200 ml pH-neutrale Phosphatpufferlösung
(4,9%) und

1 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit integriertem Piktogramm und Spiegel.

Inklusive Augen-Notfallplan.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen
geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper
in das Auge gelangen können.

Maße Wandstation (HxBxT) 265 x 227 x 110 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 7 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Mit zwei Flaschen:

1 x 200 ml pH-neutrale Phosphatpufferlösung
(4,9%) und

1 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9%).

Mit integriertem Piktogramm und Spiegel.

Inklusive Augen-Notfallplan.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen
geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper
in das Auge gelangen können.

Maße Wandstation (HxBxT) 265 x 227 x 110 mm.

Haltbarkeit 3 Jahre.

Spülzeit ca. 7 Minuten.

Gemäß DIN EN 15154-4:2009

HW-Kategorie

Notfallprodukte