

Ausschreibungstext

Numéro d'article: 9.32.045

Gamme de produits Équipement de
sécurité

Catégorie de produit

Avec deux flacons :

1 x 200 ml solution tampon phosphate pH neutre
(4,9 %) et

1 x 500 ml solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %).

Avec pictogramme intégré et miroir.

y compris le plan d'urgence oculaire.

Particulièrement adaptée à l'utilisation sur des postes de travail
où des acides, des bases et des corps étrangers
peuvent pénétrer dans l'œil.

Dimensions de la station murale (HxBxT) 265 x 227 x 110 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 7 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

Avec deux flacons :

1 x 200 ml solution tampon phosphate pH neutre
(4,9 %) et

1 x 500 ml solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %).

Avec pictogramme intégré et miroir.

y compris le plan d'urgence oculaire.

Particulièrement adaptée à l'utilisation sur des postes de travail
où des acides, des bases et des corps étrangers
peuvent pénétrer dans l'œil.

Dimensions de la station murale (HxBxT) 265 x 227 x 110 mm.

Durée de conservation 3 ans.

Temps de rinçage env. 7 minutes.

Conformément à DIN EN 15154-4:2009

Catégorie de marchandises

Produits d'urgence